



Apollo® - Radiofréquence Tripollar™

**L'Apollo™** est le premier appareil utilisant la Radio Fréquence Tripolaire dans les traitements de remodelage et de rajeunissement de la peau.

- Effet Lifting facial
- Raffermissment cutané
- Remodelage du corps
- Réductions des vergetures

## **Tripollar®: Raffermissment de la peau**

Une peau vieillie présente des rides et ridules et un relâchement cutané dus à la perte de fibres de collagène et à la réduction de l'activité des fibroblastes.

### **La technique**

La Radio Fréquence Tripolaire chauffe simultanément les 2 couches de la peau, épiderme et derme sans léser les tissus sains. Sous l'effet de la chaleur les fibres de collagène se rétractent, aussi bien en largeur qu'en longueur, entraînant une tension immédiate et visible de la peau. Au fil des traitements, le collagène se régénère et la peau se retend, rides et ridules diminuent.

### **Résultats à long terme**

Les fibroblastes stimulés continuent à produire du nouveau collagène. Les résultats varient d'une personne à l'autre mais certains patients obtiennent une réduction allant jusqu'à 3 cm de circonférence du haut du bras.

Un traitement typique sur le visage comprend 6 à 8 séances de 20 minutes en moyenne.

## **Tripollar®: Remodelage du corps**

L'énergie RF est toujours largement utilisée dans la médecine esthétique, en raison de son profil sécuritaire et efficace bien établi. En surmontant les limites des énergies RF monopolaires et bipolaires, le système apollo™ chauffe simultanément, sans douleurs et sans nuire à l'épiderme, les couches cutanées et sous-cutanées de l'organisme, par le biais d'une configuration multi-électrodes. Cette opération optimise le remodelage du corps et de la silhouette

### **Résultats**

- Réduction de la circonférence de la zone traitée
- Le collagène est régénéré et la peau devient plus lisse et plus ferme

### **Résultats immédiatement visibles dès le 1er traitement**

- Contraction des fibres de collagène
- Raffermissment de la peau au niveau de la zone traitée.

« Sur les zones difficiles à raffermir ou inopérables, comme l'intérieur des cuisses, les bras, le double menton, le ventre ou le pli des fesses, la Radio Fréquence TriPollar™ apparaît comme le traitement idéal.»

Dr. Beilin, médecin esthétique, Paris. *Atmosphères*, n°117

[Plus de témoignages ...](#)

### **Résultats à long terme**

Démonstré cliniquement comme étant capable d'assurer des réductions de circonférence pouvant aller jusqu'à 8 cm sur les cuisses et les hanches après seulement 8 séances hebdomadaires. Un traitement typique sur le corps comprend 6 à 8 séances de 45 minutes en fonction de la taille de la zone à traiter.

## **Tripollar®: Technologie Radio Fréquence de 3e génération**

La radio Fréquence est une émission d'ondes courtes qui génèrent de la chaleur en pénétrant dans les tissus. L'innovation de la technologie brevetée Tripollar® est de proposer pour la première fois en médecine esthétique, une Radio Fréquence Tripolaire.

Le courant Radio Fréquence circule entre 3 pôles. Un algorithme très élaboré règle la polarité et l'activation de chaque électrode en faisant varier le ciblage de l'énergie sous la peau et chauffer ainsi simultanément les couches profondes et superficielles de la peau.

Grâce à la profondeur de pénétration variable jusqu' à 20 mm, les couches dermiques et sous cutanées sont chauffées simultanément, ce qui se traduit par un traitement efficace et indolore donnant des résultats immédiatement visibles dès le 1er traitement. Le système Apollo™ combine en un seul applicateur les effets des énergies Radio Fréquence monopolaire et bipolaire

## **Pourquoi l'Apollo™?**

### **Pour les médecins...**

- Scientifiquement prouvé: performant et sans risques pour les patients
- Efficace pour les petites zones
- Envoi l'énergie Radio Fréquence exactement à l'endroit nécessaire
- Chauffe progressivement et en même temps les couches dermiques et sous cutanées (profondeur 20 mm)
- Entraîne un raffermissment cutané immédiat mais aussi une réduction corporel significative et progressive
- Plus d'efficacité: ne nécessite pas de système de refroidissement
- Sans consommable, sans entretien et pas de dépenses cachées
- Compact et mobile
- Taux de rentabilité rapide

Taux de satisfaction élevé

### **Pour les patients...**

- Résultats visibles dès le premier traitement
- Indolore: traitement plaisant pour le patient soit une légère sensation de chaleur
- Pas de contrainte horaire (possible lors de la pause déjeuner)
- Des résultats immédiatement visibles pour tous types de peaux
- Tarif abordable : environ 150€ la séance (4 -8 séances)

### **Spécifications techniques**

- Radio Fréquence Tripollar®, technologie RF de 3ème génération
- Alimentation électrique: 100-240 V ; 50-60 Hz ; 5 A
- Mode de fonctionnement: RF Tripollar®
- Fréquence de sortie: 1 MHz
- Commande de la puissance de sortie: Modulation de durée d'impulsion
- Poids: 16 kg